

# Un nuevo método de tratamiento:

# CromoStim 5000

La terapia biofísica con modulación de frecuencias.

## BIOFÍSICA MÉDICA APLICADA

Tecnología avanzada para la práctica terapéutica.

La biología y la medicina están en vísperas de una gigantesca revolución. Hasta aquí solo el concepto químico de los mecanismos biológicos se tenían en cuenta en los estudios de los fenómenos de la vida. Nos permitimos presentar una nueva perspectiva de tratamiento en el campo de la medicina cuántica:

### La terapia biofísica fotónica.

Estas emisiones están constituidas de fotones (no iónicos) resonantes con frecuencias de vibraciones emitidas por las células del cuerpo humano. El organismo humano funciona en un cuadro informático electromagnético teniendo la capacidad de responder, por absorción específica, los sistemas de radiaciones externas del entorno.

El efecto del tratamiento terapéutico se sitúa en la interacción coherente e incoherente de campos y ondas electromagnéticas con todas las estructuras celulares por mediación del proceso de resonancia. Las radiaciones infrarrojas no pueden ser absorbidas por las células y las moléculas corporales, pero si, sus frecuencias vibratorias (entre 700 y 3000 micros) cercano a las células específicas.

Las células de nuestro organismo forman parte de la estructura más pequeña de nuestro cuerpo. Más de la mitad de la energía producida en las mitocondrias (pequeños corpúsculos sin núcleos permiten la respiración celular) por la combustión de sustancias nutritivas y del oxígeno que es necesario para el mantenimiento y la regeneración de las células por si mismas, la energía restante es utilizada para otras funciones celulares (producción de hormonas, división celular). La mínima falta de energía oxígeno o nutrientes aportadas a las células puede provocar un desequilibrio importante a nivel del órgano alcanzado, incluso de todo el organismo.

Desde interacciones positivas entre los sistemas electromagnéticos y endocrinos (segregando hormonas, peptidas y proteínas). Es lo que nos permite comprender porque un campo energético equilibrado mejora el sentimiento de bienestar de una persona, los procesos fisiológicos de esta funciona al máximo de su potencial. Son las mismas corrientes energéticas que influencia las ondas del cerebro también lo muestra los electroencefalogramas, comprobando el ralentizamiento de las ondas y su mayor regularidad en los estados de relajación.


Todos los sistemas biológicos son un espectro de absorción luminoso único que va a determinar que longitud de ondas podrá absorber para producir un efecto terapéutico.

El empleo de la tecnología CromoStim 5000 son factores de acciones electromagnéticas fotónicas específicas permitiendo una terapia completa no evasiva, las cuales están destinadas a influenciar positivamente las diversas funciones de las células del cuerpo humano.

Ello permite actualmente el tratamiento de una amplia gama de patologías. Estas se emplean desde 1998 en institutos médicos, paramédicos privados y centros de salud oficiales de Europa. Obteniendo excelentes resultados, siendo de lo más concluyente, animamos vivamente a los profesionales de los servicios médicos y paramédicos considerar la posibilidad de utilizar esta nueva tecnología.

Los efectos terapéuticos de las cabezas emisoras está asegurado por la acción simultánea de varios factores médicos-físicos.

- ✓ Emisión electromagnética infrarrojo (IR) cercano y mediano no visible.
- ✓ Emisión cromática (roja) visible.
- ✓ Emisión UVA de muy débil intensidad (más pequeña de 20 micro Watt/cm2).



## La sinergia de los cabezales emisoras del CromoStim 5000.

CromoStim 5000 utiliza una longitud de onda muy específica de la ventana de infrarrojos permitiendo una terapia que actúa en profundidad sin efectos nefastos para la piel.

- ⊙ **La emisión cromática roja visible.**
- ⊙ **La emisión infrarroja cercana.**
- ⊙ **La emisión cromática asociada al UVA de muy débil intensidad.**

**El aparato de tratamiento permite:**

- ✓ Modulación de la frecuencia fija (decimales) fotónica de 0,1 hz a 2'000 hz.
- ✓ Modulación de la frecuencia fija fotónica de 1 hz a 20'000 hz.
- ✓ Modo continuo fotónico (sin modulación de frecuencias).

La asociación de agentes emisores energéticos (cabeza emisora + aparato CromoStim 5000) realiza una acción original, que genera unos efectos terapéuticos considerables sobre numerosas patologías funcionales o lesiones reversibles. Las partículas energéticas emitidas (fotons) activan localmente sobre el conjunto del sistema regulando el homeostasis.

### Los efectos del CromoStim 5000

Los análisis de estudios experimentales y clínicos han demostrado que la radiación infrarroja una vez absorbida por las células del organismo provoca un fenómeno físico llamado "resonancia" y un recalentamiento que se manifiesta por los efectos favorables siguientes:

- Aceleración de los procesos metabólicos.
- Estabilización de las membranas celulares gracias al fenómeno de resonancia.
- Mejoramiento de la circulación sanguínea por estimulación de la actividad cardiaca.
- Mejoramiento de las funciones adhesivas y oxidantes de la sangre.
- Efecto anti-arritmico y anti-fibrante.
- Aceleración de los procesos regenerativos.
- El aumento térmico.
- Aumento de la actividad del sistema linfático.
- Efecto sedativo y antiestamínico.
- Influencia sobre el tono del sistema nervioso central y sistema nervioso vegetativo.
- Influencia sobre el sistema nervioso autónomo.
- Estimulación del estado general.

CromoStim 5000 puede ser utilizado en todas las formas prácticas médicas y paramédicas, (fisioterapia, kinesioterapia, osteopatía, traumatología, medicina deportiva, medicina general, estomatología y todas las especialidades médicas).

### DISPOSITIVO CROMOSTIM 5000

Incluye los siguientes accesorios:

- Aparato de tratamiento (sin cabezales).
- Maleta para su transporte.
- Alimentación eléctrica AC/DC.

OPCIONES:

- Set cánulas - 3 piezas p/acupuntura y ginecología.
- Cable de unión para cabezales suplementarios.
- Cabezal emisor (cuerpo) de 25 diodos.
- Cabezal emisor (cara) de 15 diodos.
- Cabezal emisor de 5 diodos Ø 3,5 cm.
- Cabezal emisor de 20 diodos Ø 7,5 cm.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO CROMOSTIM 5000

El aparato está listo para su empleo, ligero, seguro, práctico, le permite efectuar un tratamiento en cualquier lugar (sala de hospital, sala de operaciones, cabina terapéutica o apartamento). Además el aparato funciona con una batería, no hay necesidad de una toma eléctrica.

### EL DISPOSITIVO CROMOSTIM 5000.

- Amplio Display con alumbrado de segundo plano por LED.
- Elección de idioma: Francés, Inglés, Italiano, Español.
- Programación de la modulación: de 0,1 hz. - modo continuo.
- Programación de tiempo de tratamiento: de 1 a 99 min.
- Ajuste de la potencia de salida: de 0 a 8 - por paso de 0.25 W.
- Alimentación eléctrica AC/DC, tensión 9 VDC, corriente 1000 mA.
- Peso: 2 kg. Aproximadamente.
- Dimensiones: 25 x 28 x 12 cm.

### GARANTÍA DE CALIDAD

CromoStim 5000 está fabricado en serie, corresponde a las normas de seguridad permitiendo su utilización en la salud, clase IIa, conforme a las normas directivas 93/42 CEE concerniente a los dispositivos medicamentados relativos al Decreto Legislativo nº 46 del 26 febrero 1997. El órgano notificado nº 0476, con el certificado MED9904, realizó la autorización de marcado de conformidad CE para los dispositivos CromoStim 5000, en conformidad con la directiva 93/42 CEE.

# C401 SL.

---

COMERCIAL 401 S.L. ● Port Ginesta 401 ● 08860 Castelldefels (Barcelona)  
Tel: 93664 4063 ● Fax: 93664 4102 ● E-Mail: [info@comercial401.com](mailto:info@comercial401.com)

---

[www.comercial401.com](http://www.comercial401.com)